

Laborrührer eco-Lab



Stufenlose Drehzahlregelung
mit Skala 1-12

Zuluftanschluss Ø6mm

Abluftanschluss Ø10mm

Gehäuse Aluminium eloxiert

ATEX Zertifizierung
Ex II 2G Ex h T5 Gb
Ex II 2D Ex h T100°C Db

Acetonbeständige Dichtungen

Öl-/Silikonfrei


Schutzart IP67

Schnellspannfutter für Rührwellen
Ø1,5mm - Ø13 mm


Optional mit Stativ
mit zwei Schraubklemmen

Optional mit Rührwelle
und Rührorgan

WIR BRINGEN BEWEGUNG IN BESONDERE UMGEBUNGEN.



ABMESSUNGEN :
STATIV :



Alle Maße in mm.

Varianten	Art. Nr.	Drehzahl	Drehmoment	Luftverbrauch bei 100 1/min und mittlerer Leistung	A
eco-Lab 450	5063	0-300 1/min	4 Nm	25 l/min	50,5 mm
eco-Lab 450 G	5073	0-600 1/min	2 Nm	25 l/min	93 mm

WIR BRINGEN BEWEGUNG IN BESONDERE UMGEBUNGEN.